



## Ashby Easy Fit Raised Toilet Seat



- VR216** Height 50 mm. (2 inch)
- VR217** Height 100 mm. (4 inch)
- VR218** Height 150 mm. (6 inch)



# Ashby Easy Fit Raised Toilet Seat

## GB

1. Lift existing seat and place the raised seat on to the toilet bowl positioning the front lip against the front of the bowl
2. Turn both adjustment knobs clockwise until the rubber buffers touch the toilet bowl. Ensure seat is a tight fit.
3. Check seal is securely fitted before each use.
4. To clean use warm soapy water with disinfectant and a non-scratch detergent.

## F

1. Soulevez le siège existant et placer le siège surélevé sur la cuvette des toilettes positionner la lèvre avant contre l'avant de la cuvette
2. Tournez les deux boutons de réglage dans le sens horaire jusqu'à ce que les tampons en caoutchouc touchent la cuvette des toilettes. Assurer le siège est un ajustement serré.
3. Vérifiez joint est solidement fixé avant chaque utilisation.
4. Pour nettoyer l'utilisation de l'eau chaude savonneuse avec un désinfectant et un détergent anti-rayures.

## D

1. Vorhandenen Sitz anheben und den erhöhten Sitz auf das Toilettenbecken setzen. Die vordere Lippe gegen die Vorderseite des Toilettenbeckens positionieren.
2. Beide Einstellknöpfe im Uhrzeigersinn drehen, bis die Gummipuffer das Toilettenbecken berühren. Sicherstellen, daß Sitz eine feste Passung aufweist.
3. Vor jeder Benutzung sicherstellen daß Sitz sicher eingebaut ist.
4. Zur Reinigung wird warmes Seifenwasser oder Reiniger mil Desinfektionsmittel benutzt. Niemals Scheuermittel benutzen, niemals im trockenen Zustand reinigen.

## NL

1. Til bestaande zetelen bepaal de verhoogde zitting op de toiletpot positioneren van de lip tegen de voorkant van de kom
2. Draai de beide verstelknoppen met de klok mee totdat de rubberen buffers raken de toiletpot. Zorg ervoor stoel is een strakke pasvorm.
3. Controleer afdichting is stevig gemonteerd voor elk gebruik.
4. Om gebruik warm water en zeep te reinigen met een ontsmettingsmiddel en een niet-kras detergent

## E

1. Elevación del asiento existente y colocar el asiento levantado en la taza del inodoro posicionar el borde frontal contra la parte delantera de la taza
2. Coloque las dos perillas de ajuste hacia la derecha hasta que los topes de goma en contacto con la taza del inodoro. Garantizar la seguridad es un ajuste apretado.
3. Comprobar la junta está ajustada en forma segura antes de cada uso.
4. Para limpiar el uso del agua caliente y jabón con un desinfectante y un detergente no-cero.

## I

1. Sollevare sedile esistente e posizionare il sedile sollevato al water posizionamento del labbro anteriore contro la parte anteriore della ciotola
2. Ruotare entrambe le manopole di regolazione in senso orario fino a quando i tamponi di gomma toccano la tazza del gabinetto. Assicurarsi che il sedile è una buona tenuta.
3. Controllare la guarnizione è montata in modo sicuro prima di ogni utilizzo.
4. Per pulire l'uso di acqua calda e sapone con un disinfettante e un detergente non zero.

**Maximum user weight:  
Poids maximum de l'utilisateur  
Maximale Benutzergewicht  
maximum gewicht van de gebruiker  
Peso máximo del usuario  
Peso massimo utente**

**190 kg**